


Indikation:	Titanbasis 2. Generation (local-milling)
DME Version:	MEDENTiKA_Ti-Base_2.Generation_all_series_local-milling_V20-10_18-20.dme
3S-DentalSystem:	2018-2020

- **Rotationsmöglichkeit der Titanbasis**

Die vorhandenen Titanbasen (aller Serien) können durch die Ergänzung der Drehwinkel Möglichkeiten, je von der Schnittstelle abhängig, in die gewünschte Position rotiert werden. Dies ermöglicht dem Anwender die Rotationssicherung nach lingual/palatinal auszurichten, ohne die Ausrichtung des Scankörpers (wie in vorherigen Versionen) zu beachten.



- **Neue Scanbody-Verknüpfungen**

Durch die Implementierung der Elos Accurate® Scanbodies und der 3Shape Scanbodies, verfügt der Anwender nun über mehr Optionen in der Scanbody Auswahl.

