

Indikation:	Multi-unit (local-milling)
Version:	MEDENTIKA_Multi-unit_all-series_local-milling_V20-09.zip
exo-DentalSystem:	all systems

- **Neue Titanbasis Flex: TiBase 0-31-20/8519**

Flexible Kaminhöhen von 4,5mm – 14,5mm (in 2mm-Schritten) auswählbar.



- **Titanbasis ASC: 6-31-02 (ANGULIERTER SCHRAUBENKANAL)**

Der Schraubenkanal, der Titanbasis 6-31-02 in Verbindung mit der Kugel-Torx Schraube 6-31-01, lässt sich bis zu 25° zirkulär abwinkeln.

